

INSTRUCTIONS FOR USE

HOW TO USE YOUR HEATING PAD

1. Stretch the cloth cover over a flat surface with the printed side facing up. Insert the vinyl pad inside the cover, making sure that the control and cord are outside the cover. Close the cover with the snap button. **WARNING:** Never use this heating pad without the cloth cover.
2. Plug it into an electrical outlet.
3. To turn on the heating pad, press the multifunction button. Your heating pad WILL NOT come on until you press the button. NOTE: If the heating pad still does not work try plugging in it into another electrical outlet. Make sure the electrical cord is not damaged or broken.
4. Let the pad preheat for a few minutes. Your heating pad has been designed to work with the maximum heating according to UL standards.
5. To select the desired temperature setting, press the button, selecting WARM, LOW, MEDIUM, or HIGH. The heating pad will turn off after cycling through the heat settings.
6. The heating pad will automatically turn off after 40 minutes.

USE OF THE MOIST HEAT THERAPY

1. Remove the sponge from the heating pad. Place the sponge under warm running water until it is fully saturated. Gently wring out the excess water.
2. Place the sponge on top of the pad and cover both with the cloth cover. Close the cover with the snap button.

WARNING: Do not immerse the vinyl heating pad in water or place it under running water. This can cause severe damage.

CARE INSTRUCTIONS

Remove cloth cover over the heating pad. To keep the cover fresh and clean, wash it with mild soap in lukewarm water and drip dry to keep it soft. **DO NOT MACHINE WASH OR DRY.**

It is to be expected that the cover of the heating pad unit may eventually become discolored. Excessive scorching may cause the cover to deteriorate.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

WARNING: To reduce burning risk, electric shock, fire and bodily injuries, this product must be used in accordance with the following instructions.

1. Read all instructions.
2. Do not use while sleeping.
3. Do not use on infants or animals.
4. This pad is not to be used by or on an invalid, a sleeping or unconscious person, or a person with poor blood circulation unless prescribed by a doctor.
5. Do not use on sensitive skin.
6. May cause burning. Check the skin frequently.
7. Do not use the pad without the cloth cover.
8. Do not use in an oxygen-enriched environment or near equipment, which stores or emits oxygen.

9. Do not use pins or metallic fasteners on this pad.
10. Do not sit on or lay on top of the heating pad. Do not crush it. Avoid sharp folds.
11. Do not pull the electric cord.
12. Do not use the cord as a handle.
13. Examine the inner cover of the pad before each use; discard the pad if inner cover shows any signs of deterioration. If damaged please discard the pad.
14. Do not use the heating pad on children without adult supervision.
15. Use the heating pad in 110-120 volt electric outlet.
16. Do not try to break the heating pad.
17. No parts on heating pad are replaceable. If any reason the heating pad is not working see warranty and customer services information.
18. Do not use the heating pad with any lotion or gels that create heat. This may burn the skin.
19. Place the heating pad on top not under the part of the body that needs heat.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For products purchased in the United States and Canada only: to reduce the risk of electric shock, this product contains a polarized plug (one prong is thicker than the other). This plug fits in a one-way polarized plug outlet only. If the plug does not fit in the electrical outlet, turn the plug around. If it still doesn't fit call an electrician. **DO NOT TRY TO DEFEAT THIS SECURITY ISSUE.**

INSTRUCCIONES DE USO

CÓMO USAR SU ALMOHADILLA TÉRMICA

1. Estire la cubierta de tela sobre una superficie plana con la cara impresa hacia arriba. Introduzca la almohadilla de vinilo dentro de la cubierta, asegurándose de que el control y el cable estén fuera de la cubierta. Cierre la cubierta con el botón de presión.
ADVERTENCIA: Nunca use esta almohada térmica sin la cubierta de tela.
2. Conéctela a una toma de corriente eléctrica.
3. Para activar la almohadilla térmica, pulse el botón multifunción. Su almohadilla térmica NO se encenderá hasta que pulse el botón. **NOTA:** Si la almohadilla térmica aún no funciona, trate de conectarla a otra toma de corriente eléctrica. Asegúrese de que el cable eléctrico no esté dañado o roto.
4. Deje que la almohadilla se caliente previamente durante unos minutos. Su almohadilla térmica ha sido diseñada para trabajar con la calefacción máxima de acuerdo con los estándares UL.
5. Para seleccionar la temperatura deseada, pulse el botón y seleccione TIBIO, BAJO, MEDIO o ALTO. La almohadilla térmica se apagará después de pasar ciclos de ajustes de calor.
6. La almohadilla térmica se apagará automáticamente después de 40 minutos.

USO DE LA TERAPIA DE CALOR HÚMEDO

1. Retire la esponja de la almohadilla térmica. Coloque la esponja debajo de agua tibia hasta que esté completamente mojada. Suavemente escurra el exceso de agua.
2. Coloque la esponja en la parte superior de la almohadilla y cubra ambas con la cubierta de tela. Cierre la cubierta con el botón de presión.

ADVERTENCIA: No sumerja la almohadilla térmica de vinilo en agua ni lo ponga bajo agua corriente. Esto puede causar graves daños.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

Retire la cubierta de tela sobre la almohadilla térmica. Para mantener la cubierta fresca y limpia, lávela con jabón suave en agua tibia y déjala escurrir para mantenerla suave. **NO LAVE NI SEQUE A MÁQUINA.**

Es de esperar que la cubierta de la unidad de almohadilla térmica pueda llegar a decolorarse. El calor abrasador excesivo puede hacer que la cubierta se deteriore.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES NO DESTRUIR

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios y lesiones corporales, este producto debe ser utilizado de acuerdo con las siguientes instrucciones.

1. Lea todas las instrucciones.
2. No la use mientras duerme.
3. No la utilice en bebés o animales.
4. Esta almohadilla no debe ser utilizada por o en una persona inválida, dormida o inconsciente, o una persona con mala circulación sanguínea a menos que sea prescrito por un médico.
5. No la use sobre piel sensible.
6. Puede causar ardor. Revise la piel con frecuencia.
7. No utilice la almohadilla sin la cubierta de tela.
8. No la utilice en un ambiente enriquecido con oxígeno o cerca de equipos que almacenen o emitan oxígeno.

9. No utilice seguros o sujetadores metálicos en esta almohadilla.
10. No se siente en la almohadilla térmica o se acueste sobre ella. No la aplaste. Evite dobleces muy marcados.
11. No tire del cable eléctrico.
12. No use el cable como manija.
13. Examine la cubierta interior de la almohadilla antes de cada uso; deseche la almohadilla si la cubierta interna muestra signos de deterioro. Si está dañada, deseche la almohadilla.
14. No utilice la almohadilla térmica en niños sin supervisión de un adulto.
15. Utilice la almohadilla térmica en una toma de corriente de 110-120 voltios.
16. No trate de romper la almohadilla térmica.
17. No hay piezas reemplazables en la almohadilla térmica. Si por alguna razón la almohadilla térmica no está funcionando, consulte la información sobre la garantía y los servicios.
18. No use la almohadilla térmica con cualquier loción o geles que generan calor. Esto puede quemar la piel.
19. Coloque la almohadilla térmica en la parte superior y no debajo de la parte del cuerpo que necesita calor.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Solo para productos comprados en los Estados Unidos y Canadá: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este producto contiene un enchufe polarizado (una clavija es más gruesa que la otra). Este enchufe encaja en solo una toma de enchufe polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, gire el enchufe alrededor. Si aún así no encaja, llame a un electricista. **NO INTENTE ANULAR ESTE PROBLEMA DE SEGURIDAD.**